中山醫學大學附設醫院

主題名稱	動脈及靜脈注射練習手臂						
Arterial and venous injections training models (Arm)					rm)		
編號	222020-001-W-014	制定者	林秀琴	公布日期	101年05月21日		
制定單位	臨床技能訓練中心	核准者	田雨生	修正日期	102年02月06日		
版本/總頁數	第 2.0 版/4 頁	審查者	曾翊緁	檢閱日期	112年07月03日		

一、目的

使醫護人員及醫事相關人員,瞭解動脈及靜脈手臂注射練習手臂之操作步驟及要點 說明。

二、範圍

臨床技能訓練中心學員。

三、說明

動脈及靜脈注射練習手臂模具 (GAUMARD,型號:S-402):

(一)操作步驟及要點說明

步驟	說明
1.使用前:	
(1) 把螺絲拿下,將透明塑膠面板拆下。	AND STORY CO. RINCY SO.

主題名稱	動脈及靜脈手臂注射練習手臂	制定單位		臨床技能訓練中心	
編號	222020-001-W-014	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	2/4


	步驟	說明
管	E意面板下有個半圓形的路徑伴隨著一小段的 予路,將幫浦的把手轉到三點鐘位置,以避免 各徑被阻擋。	
(3)	將粗管路套到幫浦下方,接到模擬血液袋下 方的那頭管路從四點鐘方向套入,再從兩點 鐘方向繞出。	
(4)	將透明面板蓋上並將模擬血液袋掛上鐵架。	
(5)	確認兩條有接頭的細管路接上血袋下方的紅色出口。其中之一會將動脈的模擬血液送回 血袋內,另一條則是供給靜脈系統血液。	
(6)	將血袋裝水(高於粗管路即可),再將橡膠栓子放入血袋內(若要增加真實感,可用濃縮模擬血液調配出紅色溶液)。	
(7)	將幫浦的電源打開讓模擬動脈循環開始,直 到血袋內沒有泡泡出現。	
(8)	將靜脈引流管路的管夾打開,並讓引流管的 尾端用容器接著,如此可讓液體從血袋內流 出,讓模擬血液貫穿靜脈系統並排出氣體。	
(9)	當靜脈引流管內的液體無泡泡出現了,則可將管夾關起來。	
(10)	此時動靜脈系統內的空氣皆已排出,訓練手 臂就可以使用了。幫浦運作時,會讓手臂產 生動脈壓和血流。	可觸診到由幫浦製造出的橈動脈脈搏。

主題名稱	動脈及靜脈手臂注射練習手臂	制定單位		臨床技能訓練中心	
編號	222020-001-W-014	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	3/4

步驟

(11) 若要增加動靜脈的壓力,可將橡膠栓子換成接上擠壓球,再將血袋依個人的需要將其充氣。若血袋沒有壓力則會造成不好穿刺或扁塌的靜脈;中等壓力可模擬突出的靜脈;高壓則模擬綁壓脈帶的握拳狀。

說明



2.注意事項

(1) 警告:此產品適用於 120V(60Hz)的電源。

配件:模擬濃縮血液、擠壓球、模 擬血液袋、漏斗、滑石粉、 橡膠栓子、模擬外皮和隨行 袋。

(二)實施及修訂

本辦法經醫學教育部內部會議通過後公布實施,修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	動脈及靜脈手臂注射練習手臂	制定單位		臨床技能訓練中心	
編號	222020-001-W-014	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	4/4

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.05.21	1.0	新制定	101年05月21日 醫教部內部會議 通過
102.02.06	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行 年度臨時檢閱	
103.09.15	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
104.08.03	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
105.12.30	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
106.12.29	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
107.05.01	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
109.12.17	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
112.07.03	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
109.12.17	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	