

# 中山醫學大學附設醫院

主題名稱	胃鏡檢查練習模型 Panendoscopy training model				
編號	222020-001-W-019	制定者	林秀琴	公布日期	101 年 05 月 21 日
制定單位	臨床技能訓練中心	核准者	田雨生	修正日期	102 年 02 月 06 日
版本/總頁數	第 2.0 版/3 頁	審查者	曾翊捷	檢閱日期	112 年 07 月 03 日

## 一、目的

使醫護人員及醫事相關人員，瞭解胃鏡檢查練習模型之操作步驟及要點說明。

## 二、範圍

臨床技能訓練中心學員。

## 三、說明

### （一）準備用物

- 1.胃鏡檢查練習模型（KOKEN，型號：LM-022）。
- 2.內視鏡。

### （二）操作步驟及要點說明

步驟	說明
1.操作說明： (1) 將電源打開。	
(2) 將內視鏡鏡頭插入模型內部。	
(3) 當內視鏡前端鏡頭碰觸到模型病變處時，模型會發出聲響，且在病變部位燈號會亮。	
(4) 全部的病變都觀察完之後，警報音會響	

主題名稱	胃鏡檢查練習模型	制定單位		臨床技能訓練中心	
編號	222020-001-W-019	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	2/3

步驟	說明
提醒你已全部完成，此時按”Clear”鍵，恢復原先的狀態。	
2.保存方法： (1) 使用完畢移除內視鏡鏡頭，以硬式保管箱儲存。 (2) 避免存放於高溫或陽光直接曝曬的環境中。	

### (三) 實施及修訂

本辦法經醫學教育部內部會議通過後公布實施，修正時亦同。

## 四、使用表單

(略)

## 五、流程圖

(略)

## 六、參考資料

(略)

## 七、附件

(略)

主題名稱	胃鏡檢查練習模型	制定單位		臨床技能訓練中心	
編號	222020-001-W-019	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	3/3

## 八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.05.21	1.0	新制定	101 年 05 月 21 日 醫教部內部會議 通過
102.02.06	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行 年度臨時檢閱	
103.09.15	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.03	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.12.30	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.12.29	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.05.01	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
109.12.17	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.07.03	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	