

中山醫學大學附設醫院

| 主題名稱 | 鼻胃管及胃造瘻管插入模型 Nasogastric tube and gastrostomy training model | | | | |
|--------|---|-----|-----|------|-----------------|
| 編號 | 222020-001-W-012 | 制定者 | 林秀琴 | 公布日期 | 101 年 05 月 21 日 |
| 制定單位 | 臨床技能訓練中心 | 核准者 | 田雨生 | 修正日期 | 101 年 05 月 21 日 |
| 版本/總頁數 | 第 2.0 版/3 頁 | 審查者 | 曾翊健 | 檢閱日期 | 112 年 07 月 03 日 |

一、目的

使醫護人員及醫事相關人員，瞭解鼻胃管及胃造瘻插入模型之操作步驟及要點說明。


二、範圍

臨床技能訓練中心學員。

三、說明

鼻胃管及胃造瘻管插入模型操作步驟（Adam Rouily，型號：AR-331）：

（一） 操作步驟及要點說明

| 步驟 | 說明 |
|--|--|
| 1.鼻胃管插入： (1) 取出鼻胃管。 (2) 量鼻胃管插入的深度，利用鼻胃管作為測量工具，測量模型耳垂-鼻間-胃的長度。 (3) 將鼻胃管從鼻腔插入，穿過透明的鼻中膈經過會厭食道到胃。 |  |
| (4) 確認鼻胃管的位置是否到達胃部。 | |
| 2.胃造瘻管使用： (1) 準備更換胃造瘻所需的物品如：紗布、造瘻管、水溶性膠、消毒液等。 (2) 依據更換造瘻管的標準程序執行胃造瘻更換。 (3) 造瘻管從造瘻口進入胃 2.5-3.7 公分。 | |
| 3.注意事項：操作時不要將真的食物或液體灌入模型內。 | |

（二） 實施及修訂

本辦法經醫學教育部內部會議通過後公布實施，修正時亦同。

| | | | | | |
|------|------------------|------|---------|----------|-----|
| 主題名稱 | 鼻胃管及胃造瘻管插入模型 | 制定單位 | | 臨床技能訓練中心 | |
| 編號 | 222020-001-W-012 | 版本 | 第 2.0 版 | 頁碼/總頁數 | 2/3 |

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

| | | | | | |
|------|------------------|------|---------|----------|-----|
| 主題名稱 | 鼻胃管及胃造瘻管插入模型 | 制定單位 | | 臨床技能訓練中心 | |
| 編號 | 222020-001-W-012 | 版本 | 第 2.0 版 | 頁碼/總頁數 | 3/3 |

八、文件修正紀錄

| 修正日期 | 版本 | 修正說明 | 備註 |
|-----------|-----|--------------------------------|----------------------------------|
| 101.05.21 | 1.0 | 新制定 | 101 年 05 月 21 日 醫教部內部會議 通過 |
| 102.02.06 | 2.0 | 配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行 年度臨時檢閱 | |
| 103.09.15 | 2.0 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。 | |
| 104.08.03 | 2.0 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。 | |
| 105.12.30 | 2.0 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。 | |
| 106.12.29 | 2.0 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。 | |
| 107.05.01 | 2.0 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。 | |
| 109.12.17 | 2.0 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。 | |
| 112.07.03 | 2.0 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |